






Fiche technique REF 51.79.10

11.12.2025

Données générales			
Référence	51.79.10	Lames de rechange for 51.79.02	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	17633	GTIN	04046826063047
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	17-633
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Poids (kg)	0,023	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		