





## Fiche technique REF 51.95.62

11.12.2025

| Données générales  |  |                                       |                |
|--|--|---------------------------------------|----------------|
| Référence  | 51.95.62   | Millin valves latérales paire 25x57mm |                |
| Unité de vente   | boîte/2  | No. de douane                         | 90189084       |
| GMDN   | 45182  | GTIN                                  | 04046826063511 |
| Classe de risque   | 2a (EU MDD)                                      | Code UMDNS                            | 13-376         |
| Classification   | 7 (EU MDD)                                       | Base UDI-DI                           |                |
| Poids (kg)   | 0,081  | Mode d'emploi                         |                |
| Sans latex   | non applicable                                   | Instructions de retraitement          | MPK03          |
|   |  |                                       |                |
| Medicon médias   | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) |                                       |                |
| Image principale   |  | Image détaillée                       |                |
|  |  |                                       |                |
| Dimensions   | 25x57mm  | Revêtement                            |                |
| Conditions de stockage   |  |                                       |                |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise                       |  |                                       |                |
| Matériaux  |  |                                       |                |
|  | N° de matériau (Désignation DIN)                 |                                       |                |
| Partie principale  | 1.4301 (X5CrNi18-10)                             |                                       |                |
| Autres   | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                             |                                       |                |