






Fiche technique REF 52.02.03

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------------|
| Référence | 52.02.03 | Cusco Schweiz Mod Speculum110x27/30mm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 35352 | GTIN | 04046826063870 |
| Classe de risque | 1 (EU MDR) | Code UMDNS | 13-666 |
| Classification | 5 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N004;05;XR |
| Poids (kg) | 0,168 | Mode d'emploi | GATDN00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | 110x27/30mm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Vis | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |