



## Fiche technique REF 52.30.04

11.12.2025

Données générales			
Référence	52.30.04	Hegar Dilatateur utérin 4.0mm 18.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	11267	GTIN	04046826065843
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	11-266
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Poids (kg)	0,018	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)
----------------	--

## Image principale

## Image détaillée



Dimensions	4.0mm 18.5cm	Revêtement	
------------	--------------	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)