






Fiche technique REF 52.30.09

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------|
| Référence | 52.30.09 | Hegar Dilatateur utérin 9.0mm 18.5cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 11267 | GTIN | 04046826065898 |
| Classe de risque | 1 (EU MDR) | Code UMDNS | 11-266 |
| Classification | 5 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N004;02;XG |
| Poids (kg) | 0,029 | Mode d'emploi | GATDN00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | 9.0mm 18.5cm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |