






## Fiche technique REF 52.30.15

11.12.2025

Données générales			
Référence	52.30.15	Hegar Dilatateur utérin 15.0mm 18.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	11267	GTIN	04046826065959
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	11-266
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Poids (kg)	0,046	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	15.0mm 18.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		