



Fiche technique REF 52.31.09

11.12.2025

Données générales			
Référence	52.31.09	Hegar Dilatateur utérin 9.5mm 18.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	11267	GTIN	04046826066208
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	11-266
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Poids (kg)	0,031	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)
----------------	--

Image principale

Image détaillée



Dimensions	9.5mm 18.5cm	Revêtement	
------------	--------------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)