






## Fiche technique REF 52.35.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	52.35.03	Hegar Dilatateur utérin d/e3+4mm 20cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	11267	GTIN	04046826066765
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	11-266
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Poids (kg)	0,017	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	3+4mm 20cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		