



## Fiche technique REF 52.35.42

11.12.2025

Données générales			
Référence	52.35.42	Hegar Dilatateur utérin d/e set/8	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	11267	GTIN	04046826066888
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	11-266
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Poids (kg)	0,461	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)
----------------	--

## Image principale

## Image détaillée



## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)
Autres	BAUMWOLLE (BAUMWOLLE)