







Fiche technique REF 52.40.36

11.12.2025

Données générales			
Référence	52.40.36	Simpson Sonde utérine rigide pouces gradué 27cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	13643	GTIN	04046826067175
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-644
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Poids (kg)	0,040	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	27cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		