



Fiche technique REF 52.50.01

11.12.2025

Données générales			
Référence	52.50.01	Doyen vis de myome Ø 29mm 14cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35874	GTIN	04046826067618
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-330
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,072	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)
----------------	--

Image principale

Image détaillée



Dimensions	Ø 29mm 14cm	Revêtement	
------------	-------------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)