






Fiche technique REF 52.50.35

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Référence | 52.50.35 | Sommer Pincés à saisir l'utérus courbe de côté 24cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 62468 | GTIN | 04046826067656 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 11-797 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Poids (kg) | 0,147 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK23-1 |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | 24cm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) | | |