








## Fiche technique REF 52.71.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	52.71.03	Schroeder Cuillère à utérus rigide30cm Fig 3	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	46870	GTIN	04046826068523
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-508
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Poids (kg)	0,077	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	30cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		