








Fiche technique REF 52.72.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	52.72.03	Simon Cuillère à utérus rigide 29cm Fig 3	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	46870	GTIN	04046826068585
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-508
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Poids (kg)	0,075	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	29cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		