



Fiche technique REF 52.80.06

11.12.2025

| Données générales | | | |
|-------------------|----------------|---|-------------------------|
| Référence | 52.80.06 | Sims curette pour l'utérus rigide ptu26cm Fig 6 | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 32594 | GTIN | 04046826068899 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 11-084 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;02;ai;4K |
| Poids (kg) | 0,091 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK12-1 |



| | |
|----------------|--|
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) |
|----------------|--|

Image principale

Image détaillée



| | | | |
|------------|------|------------|--|
| Dimensions | 26cm | Revêtement | |
|------------|------|------------|--|

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

| | N° de matériau (Désignation DIN) |
|-------------------|----------------------------------|
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) |