








Fiche technique REF 52.80.35

11.12.2025

Données générales			
Référence	52.80.35	Sims curette pour l'utérus rigide ptu26cm Fig 5	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32594	GTIN	04046826069001
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-084
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Poids (kg)	0,050	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	26cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		