



Fiche technique REF 52.81.15

11.12.2025

Données générales			
Référence	52.81.15	Recamier curette pour l'utérus rigide ptu31cm Fig 5	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32594	GTIN	04046826069148
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-084
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Poids (kg)	0,070	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1



Medicon médias 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)

Image principale

Image détaillée



Dimensions 31cm Revêtement

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)