








Fiche technique REF 52.82.00

11.12.2025

Données générales			
Référence	52.82.00	Recamier curette pour l'utérus rigide mousse 31cm Fig 00	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32594	GTIN	04046826069315
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-084
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Poids (kg)	0,082	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	31cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		