





## Fiche technique REF 52.92.19

11.12.2025

| Données générales  |  |   |                |
|--|--|---|----------------|
| Référence  | 52.92.19   | connecteur du tuyau courbelInnen-Ø 11mm |                |
| Unité de vente   | pièce  | No. de douane                           | 90189084       |
| GMDN   | 38749  | GTIN                                    | 04046826070069 |
| Classe de risque   | 2a (EU MDD)                                      | Code UMDNS                              | 10-566         |
| Classification   | 6 (EU MDD)                                       | Base UDI-DI                             |                |
| Poids (kg)   | 0,067  | Mode d'emploi                           |                |
| Sans latex   | non applicable                                   | Instructions de retraitement            | MPK03          |
|   |  |   |                |
| Medicon médias   | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) |   |                |
| Image principale   |  | Image détaillée                         |                |
|  |  |   |                |
| Dimensions   | Innen-Ø 11mm                                     | Revêtement                              |                |
| Conditions de stockage   |  |   |                |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise                       |  |   |                |
| Matériaux  |  |   |                |
|  | N° de matériau (Désignation DIN)                 |   |                |
| Partie principale  | 1.4301 (X5CrNi18-10)                             |   |                |