







## Fiche technique REF 52.93.07

11.12.2025

Données générales			
Référence	52.93.07	Gasparotti canule p liposucc cbe 15cm Ø 6mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826070137
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	17-640
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,110	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK11
			
Medicon médias	451.03.82 (prospectus liposuction )		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	15cm Ø 6mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	1.4305 (X8CrNiS18-9)		