







Fiche technique REF 53.12.55

11.12.2025

Données générales			
Référence	53.12.55	cannule pour Pudendus Anesthésie Luer Lock 0.9x150mm LL	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90183900
GMDN	60909	GTIN	04046826070519
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-206
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Poids (kg)	0,024	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	0.9x150mm	Revêtement	Couche de chrome appliquée par galvanoplastie sur la surface
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vis	2.0401 (CuZn39Pb3)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		