



Fiche technique REF 53.15.22

11.12.2025

| Données générales | | | |
|-------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|
| Référence | 53.15.22 | Green Armytage clamp utérin 20.5cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 62468 | GTIN | 04046826070540 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 16-052 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Poids (kg) | 0,057 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK23-1 |



| | |
|----------------|--|
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) |
|----------------|--|

Image principale

Image détaillée



| | | | |
|------------|--------|------------|--|
| Dimensions | 20.5cm | Revêtement | |
|------------|--------|------------|--|

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

| | N° de matériau (Désignation DIN) |
|-------------------|----------------------------------|
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) |
| Vis | 1.4305 (X8CrNiS18-9) |