






Fiche technique REF 53.70.68

11.12.2025

Données générales			
Référence	53.70.68	Bumm (Recamier) curette à placenta mousse 28mm 31.0cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32594	GTIN	04046826071080
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-084
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Poids (kg)	0,069	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	28mm 31.0cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		