





## Fiche technique REF 53.80.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	53.80.03	tige extérieure Ø 6.5mm a/1 robinet	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	37086	GTIN	04046826071257
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	12-081
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,150	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 6.5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		