







## Fiche technique REF 54.35.20

11.12.2025

Données générales			
Référence	54.35.20	Semb écarteur poumon 25cm 20mm Fig 1	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826072377
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-649
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,147	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1
 			
Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio )		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	25cm 20mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9)		