







Fiche technique REF 54.57.51

11.12.2025

Données générales			
Référence	54.57.51	Sarot Clamp des bronches gauche 23cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826072513
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-867
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Poids (kg)	0,093	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	23cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		