







Fiche technique REF 55.08.09

11.12.2025

Données générales			
Référence	55.08.09	Mills Valvulotome rétrograde 2mm 30cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	14339	GTIN	04046826072636
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-226
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Poids (kg)	0,070	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	2mm 30cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		