





Fiche technique REF 55.08.80

11.12.2025

Données générales			
Référence	55.08.80	Set de Tunnelisation complet dans une boîte 56x11.5x3cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	11268	GTIN	04046826072735
Classe de risque	1 (EU MDD)	Code UMDNS	16-985
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,200	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03
			
Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	56x11.5x3cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		