







Fiche technique REF 55.08.81

11.12.2025

Données générales			
Référence	55.08.81	poignée paire p tige de tunnelisation	
Unité de vente	boîte/2	No. de douane	90189084
GMDN	11268	GTIN	04046826072742
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	16-985
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,020	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)		