





Fiche technique REF 55.08.94

11.12.2025

Données générales			
Référence	55.08.94	Adaptateur p Tunneling	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35384	GTIN	04046826072858
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	16-985
Classification	2 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,010	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03
			
Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)		