







Fiche technique REF 55.10.05

11.12.2025

Données générales			
Référence	55.10.05	DeBakey Dilatation vasculaire Ø 0.5mm 19cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	11268	GTIN	04046826072926
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-268
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Poids (kg)	0,018	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01-1
 			
Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	Ø 0.5mm 19cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9)		