



Fiche technique REF 55.10.15

11.12.2025

| Données générales | | | |
|-------------------|----------------|--|-------------------------|
| Référence | 55.10.15 | DeBakey Dilatation vasculaire Ø 1.5mm 19cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 11268 | GTIN | 04046826072940 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 11-268 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R004;01;aj;4W |
| Poids (kg) | 0,017 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK03-1 |



Medicon médias 450.00.53 (catalogue cardio)

Image principale

Image détaillée



Dimensions Ø 1.5mm 19cm

Revêtement

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

| | N° de matériau (Désignation DIN) |
|-------------------|----------------------------------|
| Partie principale | 1.4305 (X8CrNiS18-9) |
| Poignée | 1.4305 (X8CrNiS18-9) |