








## Fiche technique REF 55.10.25

11.12.2025

Données générales			
Référence	55.10.25	DeBakey Dilatation vasculaire Ø 2.5mm 19cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	11268	GTIN	04046826072964
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-268
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Poids (kg)	0,019	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio )		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	Ø 2.5mm 19cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9)		