



## Fiche technique REF 55.10.35

11.12.2025

Données générales			
Référence	55.10.35	DeBakey Dilatation vasculaire Ø 3.5mm 19cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	11268	GTIN	04046826072988
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-268
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Poids (kg)	0,020	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1



Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio )
----------------	-------------------------------

## Image principale

## Image détaillée



Dimensions	Ø 3.5mm 19cm	Revêtement	
------------	--------------	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9)