



## Fiche technique REF 55.10.50

11.12.2025

| Données générales |                |  |                         |
|-------------------|----------------|--|-------------------------|
| Référence         | 55.10.50       | DeBakey Dilatation vasculaire Ø 5.0mm 19cm |                         |
| Unité de vente    | pièce          | No. de douane                              | 90189084                |
| GMDN              | 11268          | GTIN                                       | 04046826073015          |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)    | Code UMDNS                                 | 11-268                  |
| Classification    | 6 (EU MDR)     | Base UDI-DI                                | 4046826;B;R004;01;aj;4W |
| Poids (kg)        | 0,018          | Mode d'emploi                              | GATDR00X                |
| Sans latex        | non applicable | Instructions de retraitement               | MPK03-1                 |



|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Medicon médias | 450.00.53 (catalogue cardio ) |
|----------------|-------------------------------|

## Image principale

## Image détaillée



|            |              |            |  |
|------------|--------------|------------|--|
| Dimensions | Ø 5.0mm 19cm | Revêtement |  |
|------------|--------------|------------|--|

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

|                   | N° de matériau (Désignation DIN) |
|-------------------|----------------------------------|
| Partie principale | 1.4305 (X8CrNiS18-9)             |
| Poignée           | 1.4305 (X8CrNiS18-9)             |