








Fiche technique REF 55.11.10

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|--|------------------------------|--|
| Référence | 55.11.10 | Cooley Écarteur denté21.5cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 45918 | GTIN | 04046826073053 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 13-379 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Poids (kg) | 0,190 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK24-1 |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.53 (catalogue cardio) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|    | | | |
| Dimensions | 21.5cm | Revêtement | Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en aluminium |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale Poignée | 1.4301 (X5CrNi18-10) 3.3535 (AIMG3) | | |