








Fiche technique REF 55.11.15

11.12.2025

Données générales			
Référence	55.11.15	Cooley Crochet d'atrium denté 45x30mm 25cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826073107
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-379
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,120	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1
 			
Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	45x30mm 25cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		