








Fiche technique REF 55.33.57

11.12.2025

Données générales			
Référence	55.33.57	Castaneda Néonatale pincés 11cm 90° AT	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826074005
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-882
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Poids (kg)	0,025	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
 			
Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	11cm 90°	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		