








Fiche technique REF 55.33.58

11.12.2025

Données générales			
Référence	55.33.58	Castaneda Néonatale pincés 12.5cm 45° AT	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826074012
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-882
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Poids (kg)	0,025	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
 			
Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	12.5cm 45°	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		