








## Fiche technique REF 55.33.65

11.12.2025

Données générales			
Référence	55.33.65	Castaneda Néonatale pincés 14.5cm 25mm AT	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826074074
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-882
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Poids (kg)	0,025	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
 			
Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio )		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	14.5cm 25mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		