








Fiche technique REF 55.35.13

11.12.2025

Données générales			
Référence	55.35.13	Cooley pince vasculaire coudé vers le bas 16cm AT	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826074197
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-882
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Poids (kg)	0,036	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
 			
Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	16cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		