



## Fiche technique REF 55.83.35

11.12.2025

| Données générales   |                                  |                                  |                         |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Référence   | 55.83.35                         | Zanger pince vasculaire30.5cm AT |                         |
| Unité de vente  | pièce                            | No. de douane                    | 90189084                |
| GMDN  | 62468                            | GTIN                             | 04046826075378          |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)                      | Code UMDNS                       | 15-882                  |
| Classification  | 6 (EU MDR)                       | Base UDI-DI                      | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Poids (kg)  | 0,065                            | Mode d'emploi                    | GATDR00X                |
| Sans latex  | non applicable                   | Instructions de retraitement     |                         |
|   |                                  |                                  |                         |
| Medicon médias  | 450.00.53 (catalogue cardio )    |                                  |                         |
| Image principale  |                                  | Image détaillée                  |                         |
|    |                                  |                                  |                         |
| Dimensions  | 30.5cm                           | Revêtement                       |                         |
| Conditions de stockage  |                                  |                                  |                         |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |                                  |                                  |                         |
| Matériaux   |                                  |                                  |                         |
|   | N° de matériau (Désignation DIN) |                                  |                         |
| Partie principale   | 1.4021 (X20Cr13)                 |                                  |                         |