







Fiche technique REF 56.50.30

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|----------------------------------|---|-------------------------|
| Référence | 56.50.30 | Pince pour appliquer les clips courbe p Clips moyen large19.5cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 35798 | GTIN | 04046826075767 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 10-894 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R005;01;ak;5L |
| Poids (kg) | 0,100 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK23-1 |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.53 (catalogue cardio) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | |  | |
| Dimensions | 19.5cm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) | | |