



## Fiche technique REF 56.78.04

11.12.2025


Données générales			
Référence	56.78.04	Müller Approximateur Anneau 9.0mm Ø 4mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	17675	GTIN	04046826075880
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	17-675
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Poids (kg)	0,015	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1



Medicon médias 450.00.53 (catalogue cardio )

## Image principale

## Image détaillée



Dimensions	9.0mm Ø 4mm	Revêtement	
------------	-------------	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4310 (X10CrNi18-8)