







## Fiche technique REF 56.82.11

11.12.2025

Données générales			
Référence	56.82.11	Müller Clip vasculaire courbe 50g	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	17675	GTIN	04046826075972
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-028
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;05;ah;4W
Poids (kg)	0,010	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1
 			
Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio )		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	50g	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		