







Fiche technique REF 56.85.30

11.12.2025

Données générales			
Référence	56.85.30	clip double 11mm A	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	17675	GTIN	04046826076191
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-028
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;05;ah;4W
Poids (kg)	0,001	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	11mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4310 (X10CrNi18-8)		