



Fiche technique REF 56.85.50

11.12.2025

Données générales			
Référence	56.85.50	Clamp double approximateur 11mm A	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	17675	GTIN	04046826076290
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	17-675
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Poids (kg)	0,001	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1



Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)
----------------	---

Image principale

Image détaillée



Dimensions	11mm	Revêtement	
------------	------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4310 (X10CrNi18-8)