







## Fiche technique REF 56.85.54

11.12.2025

Données générales			
Référence	56.85.54	Clamp double approximateur 14mm V	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	17675	GTIN	04046826076320
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	17-675
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Poids (kg)	0,006	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1
 			
Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio ) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	14mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4310 (X10CrNi18-8)		