



## Fiche technique REF 56.85.56

11.12.2025


Données générales			
Référence	56.85.56	Clamp double approximateur 17mm A	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	17675	GTIN	04046826076337
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	17-675
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Poids (kg)	0,001	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1



Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio ) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique )
----------------	---

## Image principale

## Image détaillée



Dimensions	17mm	Revêtement	
------------	------	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4310 (X10CrNi18-8)