



Fiche technique REF 56.85.93

11.12.2025

| Données générales | | | |
|-------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Référence | 56.85.93 | Pince pour appliquer large 14.5cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 17675 | GTIN | 04046826076528 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 10-904 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R005;03;ak;6A |
| Poids (kg) | 0,032 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | |



Medicon médias
450.00.53 (catalogue cardio)
450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)

Image principale

Image détaillée



| | | | |
|------------|--------|------------|--|
| Dimensions | 14.5cm | Revêtement | |
|------------|--------|------------|--|

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

| | N° de matériau (Désignation DIN) |
|-------------------|----------------------------------|
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) |